








	Verwerken (incl. mengen)	Verlijfsduur in de mond	Uitharding (vanaf mengebegin)
	min.:sec.	min.:sec.	min.:sec.
Symbolen op het product			
Position Penta	1:30	1:30	3:00
Position Penta Quick	1:10	1:30	2:40

De verwerkingstijden gelden bij kamertemperatuur, 23°C/74°F. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de totale verwerkingstijd.

**Afdrukken**

► De gevulde lepel langzaam en parallel aan de assen van de geprepareerde elementen in de mond positioneren en de situatie zonder druk uit te oefenen afdrukken.

- Na afloop van de uithardingstijd de afdruk uit de mond nemen.
- Voor provisorische voorzieningen kan de afdruk bijv. met een schaar of een scalpel worden bijgewerkt.

**Na het nemen van de afdruk**

► Nauwe beoordeling en onderzoek van de sulkus van het geprepareerde tand en omliggende tanden. Verwijder het overgebleven afdrukmateriaal uit de mond.

**Hygiëne**

► De afdruk in een standaard desinfectans leggen. De duur is afhankelijk van het advies van de fabrikant. Te lang desinfecteren kan de kwaliteit van de afdruk nadelig beïnvloeden.

- Na het desinfecteren de afdruk ca. 15 sec. onder stromend water afspoelen.

**Vervaardiging van het model**

- Voor een optimaal resultaat de afdruk pas na 30 minuten uitgetiend, verder gelden bij bewaren bij kamertemperatuur geen tijdslimieten.
  - De afdrukken kunnen, in tegenstelling tot alginat, meerdere malen worden gebruikt.
- Alle in de handel zijnde modelgipsen, als ook provisorisch kroon- en brugmateriaal kunnen worden gebruikt. De uitharding van provisorisch materiaal gaat iets sneller dan bij alginatafdrukken.
- Om een model zonder luchtbelleten te krijgen, kort voor het uitgetiend met water spelen en droogblazen. De hydrofiele eigenschappen van Position Penta garanderen gemakkelijk uitgetiend. Siliconen oppervlaktenspanningverlagende middelen zijn niet noodzakelijk.

**Reiniging**

- VPS Tray Adhesive kan met aceton van metalen lepels worden verwijderd.
- Niet-uitgeharde pasta kan met ethanol worden verwijderd.

**Aanwijzingen**

- De gevulde mengcanule tot het volgende gebruik als afsluiting op de cartridge laten zitten. Door afnemen en weer monteren van een gebruikte Penta meng-canule rood kunnen resten in het nieuwe afdrukmateriaal terechtkomen; dit kan vervorming tot gevolg hebben.
- Position afdrukmaterialen mogen niet met condensatesiliconen en polyether worden gecombineerd. Zelfs geringe sporen kunnen het uithardingsproces al beïnvloeden.
- Latex wegwerphandschoenen kunnen de uitharding van siliconen afdruk-materialen belemmeren. Geschikt zijn vinyl handschoenen.
- Position afdrukken mogen nooit met oplosmiddelen of oplosmiddelhoudende vloeistoffen in aanraking komen.

**Bewaren en houdbaarheid**

Het product bij 15–25°C/59–77°F bewaren.

Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum mag het product niet meer worden gebruikt.

**Consumenteninformatie**

Geen enkele persoon heeft het recht informatie te verschaffen die afwijkt van hetgeen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

**Garantie**

3M Deutschland GmbH garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. 3M Deutschland GmbH BIEDT GEEN ENKEL ANDER GARANTIE, INCLUSIEF STILZWIGENDE GARANTIES OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPALD DOEL. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te bepalen of het product geschikt is voor het doel de gebruiker beoogde doel. Als dit product binnen de garantieperiode defect raakt, is uw exclusieve rechtsmiddel en de enige verplichting van 3M Deutschland GmbH reparatie of vervanging van het product van 3M Deutschland GmbH.

**Beperkte aansprakelijkheid**

Tenzij dit is verboden door de wet, is 3M Deutschland GmbH niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van dit product, of dit nu direct of indirect, speciaal, incidenteel of resulterend is, ongeacht de verklaarde theorie, inclusief garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Stand van de informatie april 2015

--

**Περιγραφή του προϊόντος**

To Position™ Penta™ και το Position™ Penta™ Quick είναι αποτυπωτικές σιλικόνες προσθήκης. Η μίγρευση σύστασης για όλων των ειδών τα αποτυπώματα. Η επεξεργασία τους πραγματοποιείται στη συσκευή αυτόματης δοσολόγησης και ανάμιξης Pentamix™. Για τα δύο υλικά σχέι η ακόλουθη αναλογία ανάμιξης κατ’ όγκον: 5 μέρη πάστα βάσης : 1 μέρος καταλύτη. Κάθε αεροστεγής συσκευασία είναι φραγμένη με μία στεγανοποιητική καλύπτρα **PentaMatic™**. Η στεγανοποιητική αυτή καλύπτρα **PentaMatic** ανοίγει την αεροστεγή συσκευασία αυτόματα στην Pentamix, μόλις έχει δημιουργηθεί επαρκής πίεση με τη βοήθεια του εμβόλου. Για λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα αναφερόμενα προϊόντα παρακαλείσθε να ανατρέχετε στις σχετικές πληροφορίες χρήσεως.

To Position Penta και το Position Penta Quick δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.
☞ Οι πληροφορίες χρήσεως αυτού του προϊόντος θα πρέπει να φυλάσσονται κατά το διάστημα της χρήσης του.

- Τομείς εφαρμογής**
- Αποτυπώματα για την κατασκευή πρόχειρων αποκαταστάσεων
- Οριστικά αποτυπώματα κάθε είδους
- Αποτυπώσεις του ανώτερου φραγμού
- Αποτυπώματα για ορθodontική εκκαμία

**Προστατευτικό μέτρα**

Τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας της 3M μπορείτε να τα βρείτε μέσω του δικτυακού τόπου www.mmm.com ή απευθείας μέσω στο τοπικό αποκατάκτη της 3M.

**Προτοιμασία**

**Αποτυπωτικό διακόριο:**
Ενδείκνυνται τα άκαμπτα διατρητά ή αδιάτρητα μεταλλικά διακόρια. Διακόρια από ακρυλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.

- Για επαρκή συγκόλληση, επαλείψτε στο διακόριο αποτύπωση Συγκολλητικό Υγρό Διακορίων VPS και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, ο ιδανικός χρόνος στεγνώματος είναι 5–15 λεπτά.




**Αποτύπωση:**

- Εισάγετε το Position Penta αποκλειστικά στη φρύσινγα Position Penta και το Position Penta Quick αποκλειστικά στη φρύσινγα Position Penta Quick.
- Οι αεροστεγείς συσκευασίες με την στεγανοποιητική καλύπτρα **PentaMatic** επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με κόκκινη ρύχια ανάμιξης Penta™.
- Προετοιμάστε τις εκ νέου γεμισμένες φρύσινγες για τη χρήση πριν από την πρώτη αποτύπωση, πετώντας τα πρώτα περίπου 3 cm του μήκους της δέσμης.
- Εάν πριν την τοποθέτηση των φρυσιγγών στη συσκευή προσαρμστεί ένας καινούριος ανάμικτης, θα πρέπει κατά την έναρξη της ανάμιξης να βεβαιωθείτε ότι πίνανει ο άξονας μετάδοσης κίνησης.

**Ανάμιξη**

- Τοποθετήστε τη φρύσινγα στη συσκευή ανάμιξης Pentamix, προσαρμόσετε έναν καινούριο ανάμικτη και γεμίστε το διακόριο.

- Κατά την έναρξη της ανάμιξης παρακολουθήστε την εισοδο της πάστας στο ρύγχος ανάμιξης και βεβαιωθείτε ότι εισέρχουν μπλε πάστα βάσης και ροζ πάστα καταλύτη στον ανάμικτη. Η αναμεμειγμένη πάστα έχει μενέξεδι χρώμα.

	Επεξεργασία (συμπεριλαμβαν. της ανάμιξης)	Διάρκεια παρμονής στο στόμα	Χρόνος πήξης (από την έναρξη της ανάμιξης) min:sec
	min:sec	min:sec	
Σύμβολα στο προϊόν			
Position Penta	1:30	1:30	3:00
Position Penta Quick	1:10	1:30	2:40

Οι χρόνοι επεξεργασίας ισχύουν για θερμοκρασία δωματίου 23°C/74°F.

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες επιταχύνεται και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες επιβραδύνεται ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας.

**Αποτύπωση**

- Τοποθετήστε το γεμάτο διακόριο αργά στο στόμα, παράλληλα προς τους άξονες των παρασκευασμένων δοντιών και αποτυπώστε χωρίς καμία πίεση.
- Μετά την πάροδο του χρόνου πήξης απομακρύνετε το αποτύπωμα από το στόμα.
- Για πρόχειρες αποκαταστάσεις μπορείτε να επεξεργαστείτε και να τροποποιήσετε το αποτύπωμα π.χ. με ένα φαλίδι ή με ένα μοχαίρι.

**Μετά από τη λήψη αποτυπώματος**

► Επτιμελής εξέταση και έρευνα της αύλακος του προπαρασκευασμένου δοντιού και της περιβαλλόμενης οδοντοφυΐας. Απομάκρυνση της περισίας από τη λήψη του αποτυπώματος από το στόμα.

**Υγιεινή**

- Εισάγετε το αποτύπωμα σε ένα συγκεκριμένο απολυμαντικό διάλυμα. Ο χρόνος εισαγωγής ανταποκρίνεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Η μεγάλη διάρκεια απολύμανση μπορεί να επιτρέπει αρνητικά το αποτύπωμα.
- Μετά την απολύμανση ξεπλύνετε το αποτύπωμα για διάστημα περίπου 15 sec κάτω από τρεχόμενο νερό.

**Κατασκευή εκκαγιών**

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ρίξτε τη γύφο μετά από 30 λεπτά. Δεν υπάρχει περαιτέρω χρονικός περιορισμός, όταν το αποτύπωμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.
  - Τα αποτυπώματα μπορούν σε αντίθεση με τα αλγινικά αποτυπώματα να χρησιμοποιούνται περισσότερες φορές.
  - Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη γύφων, πρόχειρων στεφανιών και όλα τα υλικά γεφυρών που διατίθενται στο εμπόριο. Η πηξη του υλικού κατασκευής πρόχειρων αποκαταστάσεων συμβαίνει λίγο πιο γρήγορα από την πήξη σε αποτυπώματα από αλγινικό.
- Για να λάβετε εκκαγείο ελεύθερο από φυσαλίδες, να ξεπλύνετε το αποτύπωμα με νερό λίγο πριν ρίξετε τη γύφο και να το στεγνώσετε, φουσκώστε με αέρα. Οι υδρόφοβες ιδιότητες του Position Penta εξασφαλίζουν την εύκολη έκχυση με γύφο. Δεν απαιτείται η χρήση σιλικονούχων μέσων απελευθέρωσης των τάσεων.

**Καθαρισμός**

- Το VPS Tray Adhesive μπορείτε να το απομακρύνετε με ακετόνη από τα μεταλλικά διακόρια.
- Πάστα που δεν έχει πήξει μπορείτε να την απομακρύνετε με αιθανόλη.

**Οδηγίες**

- Το γεμάτο ρύγχος ανάμιξης να παραμένει ως σκέπασμα πάνω στη φύσινγα μέχρι την επόμενη χρήση. Η απλή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση ενός χρησιμοποιούμενου κόκκινου ρύγχους ανάμιξης Penta μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά τοξεμικώντων πάστας και στη δημιουργία σφαριδίων.
- Τα αποτυπωτικά υλικά Position δεν επιτρέπεται να συνδυάζονται με σιλικόνες συμπίκνωσης ή με πολυαιθέρες. Ακόμη και ελάχιστα ίχνη επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικασία πήξης.
- Γάντια latex μίας χρήσης μπορούν να εμποδίσουν την πήξη αποτυπωτικών υλικών σιλικόνης και ή αυτό θα πρέπει να προτιμούνται γάντια από βινύλιο.
- Τα αποτυπώματα Position δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε επαφή με διαλυτικά μέσα ή υγρά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες.

**Αποθήκευση και λήξη**

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία 15–25°C/59–77°F. Να μη χρησιμοποιείται μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του.

**Πληροφόρηση πελατών**

Κανένας δεν έχει άδεια να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρεκκλίνουν από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φύλλο οδηγίων.

**Εγγύηση**

Η 3M Deutschland GmbH εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν έχει ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Η 3M Deutschland GmbH ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΗΘΕ ΓΥΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΙΛΟΓΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προϊόντος και για την εσορήση του. Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν αυτό είναι ελαττωματικό εντός της περιόδου της εγγύησης, η αποκλειστική σας αποκατάσταση και μοναδική υποχώρηση της 3M Deutschland GmbH θα είναι η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος 3M Deutschland GmbH.

**Περιορισμός ευθύνης**

Εκτός από τις προειληψεις όπου απαγορεύεται από το νόμο, η 3M Deutschland GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει από το παρόν προϊόν, είτε αυτή είναι άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία ή συνεπαγόμενη, ανεξάρτητα από τη διεκδικούμενη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, του συμβόλαιου, της αμέλειας ή αντικειμενικής ευθύνης.

Κατάσταση πληροφοριών Απρίλιος 2015

--

**Produktbeskrivning**

Position™ Penta™ och Position™ Penta™ Quick är additionssammansänklänkade silikonavtrykksmassor i medelfast konsistens för alla slags situationavtryck. Bearbetningen sker i den automatiska doserings- och blandningsapparat Pentamix™. Blandningsförhållandet efter volym är för bägge massorna 5:1, bas: katalysator.

Varje slangpås är försluten med en **PentaMatic™**-skyddshätta. Denna öppnar slangpåsen automatiskt i Pentamix, så snart kolven har alstrat tillräckligt med tryck.

Var god se respektive bruksanvisning för detaljer om alla nämnda produkter.

Position Penta och Position Penta Quick finns inte i alla länder.

☞ Spara bruksanvisningen under produktens hela användningstid.

**Användningsområde**

- Avtryck för framställning av provisorier
- Alla slags situationavtryck
- Ocklusionsindex
- Avtryck för ortodontiska modeller

**Försiktighetsåtgärder**

Det går att hämta säkerhetsdatablad från 3M på www.mmm.com eller genom att kontakta din lokala filial.

**Förberedelse**

**Avtryckssked:**

- Styva, operforerade och perforerade metallskedar är särskilt lämpliga. Likaså kan plastskedar användas.
- Applicera VPS skedadesliv på avtrycksskeden och låt det torka helt, 5–15 minuters torktid är idealisk, för att få till stånd en tillräcklig vidhäftning.

**Avtryckstagning:**

- Fyll Position Penta endast i Position Penta-patronen, och Position Penta Quick endast i Position Penta-Quick-patronen.
- Slangpåsar med **PentaMatic**-skyddshätta får endast användas tillsammans med röda Penta™-blandningskanyler.
- Gör nyfyllda patroner klara före första avtryckstagningen genom att kasta de första ca 3 cm av pastasträngen.
- Om en ny blandare monterats in i apparaten innan patronerna läggs i, måste man vid blandningens början kontrollera att drivaren griper tag i blandan.

**Blandning**

- Lägg in patronen i Pentamix-apparatn, montera en ny blandare och fyll skeden.

- Vid blandningens början kontrollera att pastan matas in i blandnings-kanylen och att både den blå baspastan och den rosa katalysatorpastan matas in i blandaren. Den färdigblandade pastan är syrenfärgad.

**Tider**

	Bearbetning (inklusive blandning)	Avtryck kvar i munnen	Slutlig hårdhet (fr. t.m. blandningens början)
	min:sek	min:sek	min:sek
Symboler på produkten			
Position Penta	1:30	1:30	3:00
Position Penta Quick	1:10	1:30	2:40

Dessa bearbetningstider gäller vid rumstemperatur, 23°C/74°F. Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger den totala bearbetningstiden.

**Avtryckstagning**

- För in den fyllda skeden sakta i munnen, parallellt med de preparerade tändernas respektive längdaxel, och ta avtrycket utan att använda något tryck.
- Ta ut avtrycket ur munnen efter hårdningstiden.
- För provisorier kan avtrycket bearbetas med t.ex. sax eller skalpell.

**Efter avtryckstagningen**

► Kontrollera området noggrant runt den preparerade tanden. Avlägsna överblivet hårdat avtrycksmaterial ur munnen.

**Hygien**

- Lägg avtrycket i en desinfektionslösning av standardtyp. Beträffande desinfektionstid, se tillverkarens anvisningar. För lång desinfektionstid kan skada avtrycket.
- Efter desinfektionen skall avtrycket sköljas under rinnande vatten i ca 15 sek.

**Modellframställning**

- För bästa resultat, slå ut avtrycket först efter 30 minuter. Några andra tidsmässiga begränsningar finns inte vid förvaring i rumstemperatur.
  - Dessa avtryck kan, i motsats till alginatavtryck, användas flera gånger.
- Alla på marknaden tillgängliga modelldjups resp. provisoriska kronor och bromaterial kan användas.
- Material för provisorier hårdar något snabbare än vid alginatavtryck.
- Spola kort med vatten och torrbörsta innan avtrycket slås ut, så erhålls en blåsfri modell. Position Penta:s hydrofila egenskaper gör det lätt att slå ut avtryck. Något ytspänningsnedsättande medel för silikon behövs inte.

**Rengöring**

- Med hjälp av aceton kan VPS Tray Adhesive avlägsnas från metallskedar.
- Pasta som ännu inte stelnat avlägsnas med etanol.

**Anvisningar**

- Lämma kvar den fyllda blandningskanylen som förslutning på patronen till nästa användning. Redan om en använd röda Penta-blandningskanyl tas av och sätts på igen kan pastan kontamineras och propar bildas.
- Position-avtrycksmassor får inte kombineras med kondensations-sammansänklänkade silikon- och polyter. Redan små spar påverkar hårdningsprocessen.
- Engångshandskar i latex kan hindra hårdningen av silikonavtrycksmassor. Handskar i vinyl lämpar sig bättre.
- Position-avtryck får absolut inte komma i kontakt med lösningsmedel eller lösningsmedelhaltiga vätskor.

**Lagring och hållbarhet**

Förvara produkten i 15–25°C.

Används inte efter utgåendet förbrukningsdatum.

**Kundinformation**

Ingen har tillåtelse att lämna ut någon information som avviker från den information som ges i detta instruktionsblad.

**Garanti**

3M Deutschland GmbH garanterar att denna produkt är fri från material och tillverkningsdefekter. 3M Deutschland GmbH UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅTT GARANTIER ELLER SALGBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE. Användaren är ansvarig för att avgöra produktens lämplighet i en specifik applikation. Om denna produkt visas vara defekt inom garantitiden är kundens enda krav och 3M Deutschland GmbHs enda åtagande att reparera eller byta ut produkten.

**Ansvarsbegränsning**

I annat fall än då lag så föreskriver är 3M Deutschland GmbH inte ansvarig för förlust eller skada som orsakas av denna produkt, oavsett direkt, indirekt, speciell, oavsiktlig eller som konsekvens, oavsett av bedyrd teori, inklusive garanti, kontrakt, försumlighet eller direkt ansvar.

Informationen gäller från april 2015

--

**Tuoteseloste**

Position™ Penta™ ja Position™ Penta™ Quick ovat keskiäikeän konsistenssin jäljennöksiin sopivia A-silikonimassoja. Työstö tapahtuu automaattisessa Pentamix™ annostus- ja sekoituslaitteessa. Molempien massojen sekoitusuhde on 5:1 tilavuuden mukaan, peruspasta : katalysaattori.

Jokainen foliopakkas on suljettu **PentaMatic™**-tulpalla. Tämä **PentaMatic**-tulpaa avaa foliopakkauksen Pentamix:ssä automaattisesti heti, kun mäntä on muodostanut tarpeeksi painetta.

Koska kaikkien mainittujen tuotteiden yksityiskohdat vastaavista käyttöohjeista.

Position Pentaa ja Position Penta Quickiä ei ole saatavilla kaikissa maissa.

☞ Tuotteen käyttöohjeita tulee säilyttää koko käytön ajan.

**Käyttöalueet**

- Väliaikaisten töiden valmistukseen
- Kaikenlaisiin esijäljennöksiin
- Vastapuoilen jäljennöksiin
- Ortodontisiin mallijäljennöksiin

**Varoittoimepiteet**

3M käyttöturvatiedotteet (KT) saa osoitteesta www.mmm.com tai Suomen tytäryrityksestä.

**Valmistelut**

**Jäljennöslusikka:**

Erittäin soveltuvia ovat vääntymättömät rei'ittämättömät ja rei'tetyt metallilusikat. Myös muovilusikoita voidaan käyttää.

- Riittävää kiinnitystä varten levitä VPS -lusikkailmaa lusikkaan tasaisesti ohut kerros ja anna sen kuivua täydllisesti. Ihanteellinen kuivumisaika on 5–15 minuuttia.

**Jäljennös:**

- Position Penta täytetään ainoastaan Position Penta-kartussiin ja Position Penta Quick ainoastaan Position Penta-Quick-kartussiin.
- PentaMatic**-tulpalla varustettuja pusseja saa käyttää vain yhdessä punaisten Penta™-sekoituskanyyliin kanssa.

► Uudelleen täytetty kartussi tehdään käyttövalmiksi ennen ensimmäistä jäljennöstä postamalla noin 3 cm pastaä kärestä.

- Jos laitteeseen asennetaan uusi sekoitin ennen kartussien asettamista, on sekoituksen alussa tarkistettava, että hammasvälitys tarttuu sekoittimeen.

**Sekoitus**

- Kartussi asetetaan Pentamix-laitteeseen, asennetaan uusi sekoitin ja täytetään lusikka.

- Sekoituksen alussa on tarkkailtava pastan menoa sekoituskanyyliin ja varmistauduttava, että sininen peruspasta ja vaaleanpunainen katalysaattoripasta juoksevat sekoittimeen. Sekoitettu pasta on lilan värinen.

	Työskentely (käsit. myös sekoituksen) min:s	Kesto aika suussa min:s	Kovettuminen (sekoituksen alusta) min:s
Tuotteen päällä olevat symbolit			
Position Penta	1:30	1:30	3:00
Position Penta Quick	1:10	1:30	2:40

Nämä työskentelyajat on laskettu 23 °C:n/74 °F:n huoneen lämpötilan mukaan. Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja alemmat lämpötilat pidentävät kokonaistyöskentelyaikaa.

**Jäljennös**

- Täytetty lusikka asetetaan suuhun hitaasti ja samansuuntaisesti preparoitujen hampaiden hammasakselien kanssa ja jäljennös otetaan painamatta.
- Jäljennös otetaan suusta kovettumissään päätyttyä.
- Väliaikaisten töiden jäljennöksiä voidaan leikata esim. sakilla tai leikkaus-välineellä.</